

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK

Poniższy artykuł jest napisany przez nie osobę będącą medykiem i odzwierciedla jej osobiste poglądy i sugestie. W żadnej mierze nie stanowi opinii ani porady medycznej.

Artykuł ma charakter informacyjny (ale i nieco komercyjny), jest bowiem próbą dotarcia do Czytelnika z informacją, że niektóre skuteczne urządzenia bioelektroniczne są proste w konstrukcji i łatwe w samodzielnym montażu, opartym na moim projekcie. Projekt wkrótce ukaze się na Vibronice i opisuje budowę urządzenia warunkującego stosowanie tzw. Protokołu Becka, który dla wielu ludzi może być kluczem do rozwiązania problemów z pozbywaniem się chorób.

Rozpocznijmy od rozszyfrowania nagłówka

BB jest akronimem od słów Black Box, oznaczających urządzenie znane zainteresowanym osobom w naszym kraju jako zapper BB lub zapper bądź Becka. Nieco mniej urządzenie to znane jest ludziom jako czyściciel krwi Becka. Niemcy nazywają to Blutzapperem. Skrót **SK** natomiast, oznacza tu wytwornicę srebra koloidalnego.

Zakażona krew wyklucza zdrowie

Jednym z organów ciała ludzkiego jest krew, która, w dzisiejszej rzeczywistości, przed przeprowadzeniem serii oczyszczania zapperem BB (Becka) nie jest organem zdrowym. Osoby nie przeprowadzające regularnych zabiegów oczyszczania organizmu są zakażone różnego rodzaju pasożytami, w tym toksoplazmą i rzęsistkowicą¹. Lista pasożytów jest bardzo długa, są na niej także trichomonady, wszelakie bakterie chorobotwórcze, wirusy, Candida, pleśnie. Co gorsza, krew przenosi jajeczka pasożytów umożliwiając im osiedlanie się w różnych innych organach. Zakażona pasożytami krew jest organem upośledzającym odporność, zdrowie, samopoczucie. Zastanawiające jest, że standardowo proponowane nam przez mainstream medyczny badania krwi nie uwzględniają określenia stopnia zakażenia krwi pasożytami i ich metabolitami, a przecież właśnie to powinno być kluczowe dla takiego badania, ponieważ inne parametry krwi są upośledzane właśnie przez zakażenie krwi pasożytami. Powstaje pytanie, jaki jest cel standardowych badań krwi? Jakikolwiek by ten cel nie był, nie pomaga nam. Sprawę nieco może wyjaśnić fakt, że wyniki badań parazytologów są – jak podaje Siemionowa – niejawne. Czyli podstawowe przyczyny problemów trzymają w tajemnicy przed nami.

Co zrobić? Otóż skutecznym sposobem radzenia sobie z problemem wielorakiego zakażenia krwi może być właśnie stosowanie opisywanego tu prostego urządzenia elektronicznego - zappera BB, wspartego przyjmowaniem srebra koloidalnego.

Uwarunkowania i efekty używania zappera BB (Becka)

Decydując się jednak na oczyszczenie organizmu poprzez stosowanie zappera Becka (BB), w zasadzie decydujesz się na stosowanie go w pewnym zespole metod towarzyszących, wg. procedury opisanej w tzw. Protokóle Becka (zapper BB + srebro koloidalne + woda ozonowana + ewentualnie - pulser magnetyczny). Ten zespół metod jest dobrze przemyślany, i właściwie stosowany, jest skuteczny w pozbywaniu się pasożytów krwi. Kilka tygodni stosowania Protokołu oczyszcza krew tak skutecznie, że laboranci badający kroplę krwi pod mikroskopem nie wierzą własnym oczom. Krew jest jasna, czysta. Potwierdzą to (co miesiąc) kobiety już po krótkim czasie stosowania Protokołu. Przez ludzi stosujących Protokół krew taka nazywana bywa „nieśmiertelną”. Ta poetyckość jest oczywiście przesadą, ale łatwym do zaobserwowania dowodem czystości tej krwi jest fakt, że kropla krwi osoby, która poddała się takim domowym zabiegom, pozostawiona na szkiełku laboratoryjnym,

¹ „Szkoła Zdrowia, Nadieżda Siemionowa

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK

pozostaje świeża przez okres często dłuższy niż tydzień, podczas gdy krew przeciętnych ludzi po dobie lub dwu ciemnieje i rozkłada się, mówiąc inaczej, jest pożerana, zanieczyszczana, degradowana przez liczne żyjące w niej pasożyty.

Główne elementy skuteczności działania zappera BB sprowadzają się nie tylko do eliminacji wszelkich pasożytów. Innym elementem działania zappera BB jest zapoczątkowanie stopniowej wymiany nie działających, martwych białych ciałek krwi. Otóż bywa, że we wnętrzu niektórych białych ciałek krwi żyją sobie spokojnie i bezpiecznie mikroby, a organizm nie jest w stanie sobie z nimi poradzić; tam, wewnątrz, są bezpieczne. Taka krew nie daje odporności. Brakuje mechanizmu, który mógłby "poinformować" organizm, że dane białe ciało jest już tylko koniem trojańskim którego trzeba się go pozbyć, i stworzyć nowe, sprawne. Otóż użycie BB umożliwia organizmowi otwieranie tych martwych białych ciałek – po czym organizm wreszcie wie, że należy zlikwidować martwe ciała krwi i stworzyć nowe, żywe, funkcjonujące. Rozpoczyna się wreszcie proces regeneracji krwi.

BB i wytwornica SK to dwa elementy będące zasadniczą podstawą sprzętową przeprowadzania zabiegów opartych na Protokóle Becka. Z biegiem lat zabiegi te otrzymują coraz więcej świadectw potwierdzających skuteczność w zwalczaniu różnych rodzajów raka, żółtaczkę typu C, wielu zakażeń zarówno krwi i dolegliwości ogólnoustrojowych. W internecie można znaleźć świadectwa ludzi, którzy Protokołem Becka bardzo sobie pomogli w takich przypadkach, jak choroba płuc, jajników, prostaty². Metoda Becka składa się z trzech składników, z których każdy sam w sobie jest silny. Myślę, że wielu Czytelników mojej strony zgodzi się już ze mną w kwestii ogromnej skuteczności srebra koloidalnego czy tlenu jednoatomowego. Dobrym przykładem ilustrującym działanie samego czyszciciela krwi Becka mogą być badania przeprowadzane w Afryce³ celem ustalenia skuteczności używania wyłącznie zappera Becka (bez srebra koloidalnego!) do likwidowania malarii. Badania te potwierdziły wysoką skuteczność tego urządzenia w pozbywaniu się malarii. I co? I nic. Top Secret. Classified. Tajne. Ani słowa publiczności.

Skąd jednak ta wysoka skuteczność? No cóż, malaria powodowana jest jednokomórkowym pasożytem krwi i czyszciciel Becka likwiduje go mikroprądem. Oczywiście pełny Protokół Becka jest jeszcze skuteczniejszy. Protokół Becka: małe nakłady, znaczące rezultaty.

Metoda Becka nie zyskała sobie poparcia czy uwagi medycznego establishmentu, i nikomu nie muszę tłumaczyć, dlaczego. Chociaż, stop - poprawka: metoda zyskała pewną uwagę :). W pewnym bardzo dużym i bardzo demokratycznym kraju na zachodniej półkuli, wyznaczającym innym krajom, a jakże, standardy demokracji i wolności słowa – można pójść do więzienia za samo twierdzenie, że zapper BB czy srebro koloidalne leczy. Mielibyśmy samodzielnie, w zaciszu swojego domu powracać do zdrowia? Kto by wówczas chorował i ustawiał się w kolejkach do lekarzy, kupował antybiotyki, brał chemioterapię?

Myślę, że w kategorii prostota stosowania, uniwersalność i skuteczność w stosunku do ceny, Protokół Becka - jako instrument likwidacji patogenów i powracania do zdrowia jest nie do pokonania. Dlaczego więc tak mało ludzi wie o tej metodzie, a jeszcze mniej osób ją stosuje? I czy można coś zmienić w tej kwestii?

Przed kilkoma laty zamieściłem na Vibronice dwa artykuły, w których pisałem sporo o BB / zapperze Becka, uzasadniając swoją opinię o przewadze czyszciciela

2 [youtube.com/user/BobBeckTestimonials](https://www.youtube.com/user/BobBeckTestimonials)

3 http://www.newmediaexplorer.org/chris/2004/07/23/blood_electrification_effectiveness_on_malaria.htm

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK

Becka nad zapperem Clark. Niewiele zmieniło się od tego czasu, ludzie – generalnie - wciąż nie mają świadomości skuteczności, siły i uniwersalności metody Becka. Ci zaś, którzy tę świadomość mają, nie wiedzą, jak wejść w posiadanie sprzętu, i to jest problemem. Niniejsze opracowanie jest – na tę chwilę - sugestią rozwiązania problemu wejścia w posiadanie niezbędnego zestawu.

Stosowanie Protokołu Becka wymaga w zasadzie stosowania czterech elementów:

1. **Stosowanie Black Box'a** (zapper Becka, blood purifier, czyściciel krwi) – łączy się to z koniecznością dostępu do sprzętu.
2. **Picie srebra koloidalnego** – łączy się to z dostępem do wytwornicy srebra koloidalnego.
3. **Picie wody ozonowanej bądź odpowiednio rozcieńczonej wody utlenionej** – łączy się to z koniecznością posiadania ozonatora (kupisz na eBay'u za nawet \$40).
4. **Stosowanie pulsera magnetycznego** - element ten, choć konieczny z punktu widzenia efektu długofalowego, z przyczyn ekonomicznych jest przez wielu ludzi niestety pomijany.

Osoby chętne do stosowania Protokołu Becka napotykają jednak na kilka problemów. A oto niektóre z nich.

Rozpocznę od punktu 4 powyższej listy. Pulsery magnetyczne są coraz bardziej cenionym elementem wszelkich kuracji elektronicznych. Nawet społeczność ludzi chorych na boreliozę zaczyna dostrzegać ich przydatność. Jeśli znasz język angielski, poczytasz sporo po wpisaniu frazy *PEMF research*. Wpisanie samego PEMF da sporo rezultatów, ale będzie tu zbyt wiele marketingu udającego informację (przy czym najczęściej reklamują pola magnetyczne małej mocy – taki drobny scam, i jest to świetna rzecz, choć głównie dla portfeli oferentów). Nas interesują tu pulsery magnetyczne generujące impulsy o znacznie większej mocy, na przykład 0,5 – 2 N. Takie pulsery nie są tanie. Jakimś rozwiązaniem jest zakup pulsera MP6 firmy SOTA za \$350. Doliczając kilkadziesiąt dolarów za wysłanie produktu, oraz opłaty graniczne, cena wyniesie około dwu tysięcy złotych. Bardzo drogo, jak na produkt o takich sobie możliwościach. Innym rozwiązaniem może być samodzielne, bądź z pomocą znajomego elektronika, złożenie pulsera według projektu, jaki udostępniam chętnym. Pulsery konstruowane według mojego projektu mają moc wielokrotnie większą niż MP6. Oznacza to znacznie krótsze, a przy tym intensywniejsze i skuteczniejsze (czas życia i rozmnażania patogenów!) zabiegi.

W kontekście Protokołu Becka pulsery magnetyczne umożliwiają m. in. pozbycie się patogenów z gruczołów limfatycznych. Różne patogeny chronią się w gruczołach limfatycznych, i po pewnym czasie od zabiegu wychodzą sobie do krwiobiegu, powodując reinfekcje. Stosowanie pulsera rozwiązuje ten problem.

Przejdźmy do pozycji pierwszej i drugiej listy elementów niezbędnych do stosowania Protokołu Becka. O tym właśnie traktować będzie projekt. W Polsce trudno jest kupić dobry zapper BB / zapper Becka. Ludzie generalnie nie wiedzą, jak to działa i gdzie to kupić. Pojawiają się więc urządzenia które mają w nazwie „Beck”, niektóre, żeby było zabawniej, zasilane „paluszkami” AAA czy też baterijkami pastylkowymi (sic!) w sytuacji, gdy takie urządzenie powinno podawać na wyjście przemienne, prostokątne napięcie 27 do 30 V. Niestety więc, takie urządzenia nie są zapperem BB i nie spełniają funkcji oczyszczania krwi. Czasem nawet nie wiadomo, jak działają, bo z „opisu” oferenta nie wynika nic. Niektóre więc oferty z urządzeniem

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK

Becka łączy wyłącznie nazwa. Tylko świadomość konsumentcka (nabywca wie, czego chce oraz potrafi odróżnić informację od reklamy) może zapobiec pojawianiu się na rynku urządzeń udających zapper Becka. Potem można mówić, że to nie działa! Zapper BB jest w naszym kraju trudno dostępny. Otrzymuję często prośby o zmontowanie zappera Becka, odmawiam; nie można zajmować się wszystkim. Nie jest mi też znany dobry polski dostawca zappera Becka / Czyściciela Krwi. Nie chcę polecać urządzenia Silverpulsar SOTY, to po prostu jest daleko za drogie, nabija kabzę Kanadyjczykom, a dodatkowo przesyłka jest koszmarnie droga.

Mijają lata, a tak potężna kuracja, jak Protokół Becka, nie może przebić się do powszechnego stosowania w naszym kraju. Czy można coś w tej sprawie zrobić? Być może - dla niektórych ludzi - tak. Jeśli uwierzą w swoje możliwości i spróbują pokonać swój opór przed podjęciem się nowego, nietypowego zadania.

Zasadnicze elementy Czyściciela Krwi, łatwo dostępne na rynku, to koszt (w zależności od zawartości Twojej szuflady technicznej i przyjętej do złożenia wersji konstrukcyjnej) - nawet tylko 20 – 40 zł. I właśnie tyle mogłoby kosztować Cię zbudowanie Czyściciela, gdybyś dysponował opisem budowy i zdecydował się na złożenie tego urządzenia, samodzielnie bądź z pomocą znajomego, lub rodziny.

Aby pokazać, że podstawowa wersja zappera Becka to naprawdę bardzo prosta w realizacji konstrukcja, poniżej zamieszczam fotografię składających się na nią elementów.



Ilustracja 1: Minimum elementów do skonstruowania Czyściciela Krwi

Ilustracja 1 prezentuje zaledwie kilka elementów elektronicznych. Elementy te kosztują w sumie kilka złotych. Może trudno Ci w to uwierzyć, ale, zmontowane, utworzą działający zapper Becka. Oczywiście warto dokupić sobie do tego obudowę, diody LED, gniazdo zasilania (ponownie - za kilka złotych). Po dołączeniu zasilania układ będzie pracował. Czy to jest skomplikowane? Dla ludzi skłonnych do majsterkowania zapewne to jest proste, dla niektórych trudne, lecz wy-

konalne, zaś inni uznają, że to nie dla nich. Jednak zauważ, że podjęcie się zadania samodzielnego montażu może być jedynym sposobem wejście w posiadanie urządzenia, które w świadomych rękach może być ważnym elementem mogącym służyć pozbywaniu się nawet poważnych chorób w rodzinie.

Element z ośmioma „nóżkami” (pinami) to układ scalony, będący tu niejako „sercem” urządzenia. Kosztuje (luty 2015) nawet tylko 60 – 70 groszy. Widać też kilka oporników, każdy po trzy - cztery grosze. W tym momencie niektórzy ludzie zapewne się oburzą. Jak to, za coś, czego elementy składowe kosztują „ze” dwadzieścia złotych, ja mam płacić 200 lub 300? Ale spróbuj spojrzeć na to inaczej. Płacimy przecież nie tylko za towar, ale także m. in. za wiedzę, pomysł, usługi. Czy

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK

oburza Cię, że zapłacisz 200 zł ceniacemu swoje usługi lekarzowi czy prawnikowi za trwającą kwadrans konsultację? Może Cię to oburza, ale zauważ, że, „co gorsza”, nie płacisz im w ogóle za wartości materialne. Płacisz im za chwilę ich czasu, bo zajmują określoną pozycję, i dysponują (choć zapewne nie zawsze) potrzebną Ci wiedzą. Tu jest trochę podobnie. Wiedzę, jak w możliwie prosty sposób zmontować zestaw niezbędny do realizacji procedur Protokołu Becka i jak się nim posługiwać - możesz otrzymać za ułamek ceny pojedynczej wizyty u niejednego lekarza. Wizyty, po której czeka Cię zazwyczaj kolejna wizyta a także wizyty w aptece i związane z tym kolejne wydatki. Zachodzi pytanie, czy zechcesz podjąć się opanowania nowej umiejętności.

Wytwornica SK

Jest to drugie – niezbędne nam urządzenie. Temat srebra koloidalnego omówiłem w jednym z e-booków. Wytwarzanie srebra koloidalnego jest procesem nietrudnym do przeprowadzenia w domu. Opracowałem prosty, pomysłowy sposób automatycznej zmiany polaryzacji elektrod oraz podaję precyzyjną, prostą, skuteczną metodę kontrolowania prądu elektrolizy. Obecnie obowiązującym już standardem stają się właśnie wytwornice ze zmianą polaryzacji elektrod. Skutkuje to samooczyszczaniem elektrod z wodorotlenków srebra, co zwalnia posiadacza od konieczności ciągłego ręcznego oczyszczania elektrod (w końcowych fazach nawet co 15 – 30 min).

Projekt BB-SK

Opracowałem projekt budowy prostego urządzenia, którego realizacja oznacza wejście w posiadanie urządzenia realizującego funkcję zarówno zappera BB / Becka jak i wytwornicy SK (jest przełącznik trybu pracy). Koszt elementów do budowy urządzenia BB-SK kształtuje się, w zależności od przyjętej do montażu wersji (projekt umożliwia wybór różnych opcji skomplikowania), orientacyjnie w granicach 20 - 40 (80? zł - zależy od tego, jakie rozwiązania przyjmiesz). Do tego należy doliczyć koszt zasilania (widywałem zasilacze po 5,99 zł na Allegro, można też stosować akumulatorki 9 V), oraz elektrod srebrnych (łatwe do nabycia). Jeśli zastosujesz elektrody o wadze 20 g (ok. 10 g każda), co sugeruję, to koszt elektrod może wynieść poniżej 100 zł. Takie elektrody pozwolą teoretycznie na sporządzenie nawet 200 litrów (beczka) koloidu,

a pamiętaj, że za beczkę srebra koloidalnego kupionego u detalistów zapłacisz nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dlaczego tak drogo? Ponieważ jesteśmy społeczeństwem niewydukowanego konsumenta.

Projekt zawierać będzie także streszczenie najważniejszych punktów Protokołu Becka.

Projekt BB-SK powinien ukazać się na Vibronice w marcu b. r. (2015).

Powiedziałem kilku



Ilustracja 2: Urządzenie BB-SK w wersji z wbudowanym akumulatorem.

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK

swoim *in the know*⁴ znajomym o swoich planach opracowania i rozpowszechniania Projektu BB-SK. Stwierdzili, że mam chyba nie po kolei w głowie :) chcąc udostępnić w sumie autorski sposób budowy BB-SK. Może mają rację, a może nie? W Szwecji – według mojej wiedzy – już kilkadziesiąt tysięcy osób systematycznie wytwarza w domu srebro koloidalne. Sporo z tych ludzi używa także zappera BB, co tak bardzo dodaje skrzydeł działaniu srebra koloidalnego. Dlaczego także w naszym kraju ludzie nie mieliby brać spraw swojego zdrowia w swoje ręce? Dlaczego – udostępniając Projekt BB-SK - nie miałbym podzielić się z innymi ciasteczkami, którego nie potrafię zjeść sam? Niezupełnie zresztą za darmo.

W internecie: <https://www.youtube.com/watch?v=Ka2m-gyFKU8> można obejrzeć krótki filmik prezentujący działanie zaprojektowanego i wykonanego przez mnie urządzenia BB-SK. Oczywiście, można sobie zastosować inną obudowę która lepiej zaspokoi konkretne potrzeby. *Ilustracja 2* prezentuje urządzenie wbudowane w nieco większą obudowę, co pozwala na umieszczenie akumulatora wewnątrz niej i w rezultacie umożliwia pełnowartościowe zabiegi oczyszczania krwi podczas pracy czy zabawy.

Z przyczyn, które opisuję w jednym z e-booków, nie jest obojętne, jakie srebro koloidalne przyjmujemy. Istnieje badanie⁵ dowodzące, że na piętnaście zakupionych buteleczek srebra koloidalnego tylko dwie nadawały się do użycia, a przecież, jeśli chcemy się kurować, nie możemy używać czegoś, co udaje skuteczny produkt. Należy mieć pewność, czego używamy. Ponadto cena srebra koloidalnego jest wysoka, żeby nie powiedzieć zaporowa, bo biorąc pod uwagę sugerowaną do spożycia ilość, może to kosztować kilkadziesiąt złotych dziennie – bez żadnej pewności skuteczności, bo trudno biegać z każdą buteleczką do analizy laboratoryjnej. Z tego powodu powinno to być srebro samodzielnie sporządzone. Dlatego BB-SK zawiera moduł półautomatycznej wytworniczki SK.

Projekt dotyczy więc budowy urządzenia, które spełnia dwie funkcje: czyściciela krwi (BB), oraz wytwornicy srebra koloidalnego (SK). Fragmentem konstrukcji będącej przedmiotem projektu jest zaproponowany przez R. Becka, nieco przeze mnie zmodyfikowany generator, oparty na wzmacniaczach operacyjnych.

Uwagi dodatkowe

W mojej ocenie - z budową urządzenia będącego przedmiotem Projektu może poradzić sobie osoba potrafiąca – mówiąc półzartem - trzymać w dłoni lutownicę i umiejąca odróżnić tranzystor czy układ scalony od opornika czy kondensatora. Zadanie to jest znacznie łatwiejsze od zbudowania pulsera magnetycznego, będącego przedmiotem innego mojego projektu. Ponadto, elementy budowanego urządzenia będą pod napięciem do około 27 - 30 V, co czyni montaż bezpiecznym.

W projekcie ujawnię parę drobnych sekretów warsztatowych. To właśnie one uproszczają, potaniają konstrukcję, co nadaje Projektowi dodatkowej wartości. Układ po zmontowaniu pracuje stabilnie i dobrze pełni obie funkcje. Jednym z sekretów jest pomysł bardzo upraszczający sposób realizacji dwu trybów pracy. Innym sekretem jest sposób konstrukcji dwukierunkowego źródła stałego prądu, kompatybilnego z przyjętym w projekcie sposobem generowania sygnału. Dobre funkcjonowanie tego modułu jest jednym z warunków wytworzenia dobrej jakości srebra koloidalnego. Ujawnię też sekret samodzielnego montażu elektrod do zabiegów BB. Projekt

4 zorientowany, znający się na rzeczy

5 opisuję to badanie w e-booku *Srebro Koloidalne i Zdrowie*

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK

umożliwia korzystającej z niego osobie wybór prostej lub bardziej złożonej konfiguracji układu do montażu.

Urządzenie BB-SK świetnie spisuje się w codziennej eksploatacji, umożliwiając realizację procedur Protokołu Becka. Ktoś może zapytać: *Czy Spooky2 nie jest w stanie zastąpić czyszciciela BB?*


Przerobiłem dokładnie ten temat. Spooky2 może symulować zapper BB, ale sygnał wyjściowy nie jest akurat w tym przypadku bardzo stabilny, a i napięcie wyjściowe jest nieco zbyt niskie (wynosi tu ono 20 V, a najczęściej przyjmuje się, że powinno ono zawierać się w granicach 27 - 30 V). Ponadto, jeśli zdecydujesz się na montaż wersji z przetwornicą



DC/DC, możesz *oczyszczania krwi.*

urządzenie BB-SK używać „mobilnie” - w ruchu: praca, zabawa, gdziekolwiek jesteś. W przypadku emulowania zappera Becka, Spooky2 nie przeniesie też niestety skutecznego sygnału poprzez przystawkę skalarną.

Projekt ukaże się na Vibronice w marcu 2015.



Galeria

Ilustracja 4: Przebieg na wyjściu obciążonego urządzenia BB.

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK



Ilustracja 5: Gotowe elektrody nadgarstkowe do zappera BB.



Ilustracja 6: Przykładowe wykonanie BB-SK, to egzemplarz zaprezentowany na filmie.