

Projekt BB-SK jest e-bookiem, tzn. książką elektroniczną, autor nie jest medykiem. Projekt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.



Projekt przeznaczony jest do użytku osobistego i żadna jego część nie może być powielana, ani rozprowadzana bez pisemnej zgody wydawcy.

ISBN opracowania: 978-83-939060-1-7. Ilość stron opracowania: około 30; opracowanie zawiera około 30 ilustracji.

Projekt jest opracowaniem opisującym sposób budowy prostego urządzenia mogącego pracować, w zależności od życzenia posiadacza, w trybie tzw. zappera Becka bądź półautomatycznej (z funkcją automatycznej zmiany biegunowości elektrod) wytwornicy srebra koloidalnego. Urządzenie ma dwa gniazdko, a zmiany trybu działania

dokonywane przez przełącznik. Projekt zawiera schemat ideowy, dla ułatwienia montażu także schemat ideowo – montażowy, szereg komentarzy i sugestii dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych. Liczne fotografie ułatwiają i sugerują rozwiązania. Montując, możesz sam(a) zdecydować, jaką obudowę zastosujesz, czy ma to być wersja „mobilna” urządzenia (gdzie w funkcji zappera BB urządzenie pracuje podczas pracy czy zabawy), czy też standardowa. Możesz też wybrać wersję standardową wytwornicy, lub tę szybszą.

Ukąszenie kleszcza i BBSK

Jednym z ważnych powodów do posiadania urządzenia będącego zapperem Becka (aka Czyściciel Krwi) oraz wytwornicy srebra koloidalnego (SK), zaczyna być fakt rosnącej ilości kleszczy w naszym otoczeniu. Ukąszenia kleszczy często zarażają ludzi boreliozą (spotyka się informacje, że także ukąszenia owadów mogą, choć znacznie rzadziej, zakażać). Ostatnio słyszę od znajomych, że w ich ogrodzie, w którym wcześniej nie było kleszczy, pojawiły się te pajęczaki.

Dlaczego uważam, że warto - w tym właśnie kontekście - posiadać zapper Becka? Dlatego, że użytkowanie zappera Becka skutkuje przepływem prądu rzędu 100 mikroamper w ciele na głębokości kilku milimetrów pod skórą. Jest to prąd o wielkości wystarczającej dla unieszkodliwienia niebezpiecznych dla ludzi bakterii i wirusów - a więc dokładnie tego, co wszczepić może ukąszenie kleszcza. Liczy się każdy kwadrans, a nawet minuta. Nie ma powodów do zwlekania. Nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się niebezpiecznych dla ludzi mikroorganizmów w organizmie! Należy działać najlepiej natychmiast, naprawdę liczy się każdy kwadrans. Sądzę, że bierne czekanie z drżeniem serca na rumień jest niedobłą decyzją. Nikogo do niczego nie namawiam, cokolwiek zrobisz, robisz to na własną odpowiedzialność. Ja w takiej sytuacji umieszczam jedną zwilżoną elektrodę tuż obok

miejsca ukąszenia, a drugą „po drugiej stronie osi ciężkości”, np. po przeciwległej stronie ręki. Czyszcę w ten sposób miejsce ukąszenia kilka godzin, i optymistycznie zakładam, że większość patogenów zostaje unieszkodliwiona „in situ”. Następnie daję odpocząć miejscu ukąszenia, natomiast zakładam elektrody standardowo na tętnice – niszcząc we krwi to paskudztwo, które się tam zdążyło już jednak przedostać. Jednocześnie piję srebro koloidalne (SK), trzy szklanki dziennie, przez kilka dni, aby dodatkowo tępić mikroby we krwi. Wiem, że nie wolno mi pozwolić sobie na zlekceważenie ukąszenia i dlatego używam urządzenia w funkcji Becka przez minimum 6 godzin tego, i dwa – trzy następne dni. Dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa stosuję się do zasad Protokołu Becka, jakie zawarte są w opracowaniu. Co mam do stracenia? Nic, mogę tylko zyskać. Zaniechanie byłoby nie do wybaczenia.

Co osiągam? Osiągam unieszkodliwienie większości mikrobów, z pozostałą niewielką resztą radzi sobie już mój system immunologiczny. Ważne jest jak najszybsze działanie, zanim poskudztwo wnuknie i osiedli się głęboko w organach wewnętrznych, bo wtedy sytuacja się pogorszy. Tam będą już Poszukiwanie lub konstruowanie zappera Becka po ukąszeniu to ogromna strata czasu.

W kontekście zastosowania przedstawionego tu przeze mnie używania zappera Becka i wytwornicy srebra koloidalnego, urządzenia te powinny znajdować się w domowej apteczce.

Koszt minimalny niezbędny elementów elektronicznych potrzebnych do zbudowania zappera BB, jeśli zależy Ci na oszczędności, może zamknąć się kwotą nawet tylko kilku – kilkunastu złotych; ceny elementów elektronicznych, w zależności od miejsca zakupu, mogą różnić się nawet kilkukrotnie. Jeśli zechcesz uczynić urządzenie bardziej funkcjonalnym, dodasz wtyczki, gniazdko, przełączniki, obudowę. Doliczając koszty zasilania, wciąż zmieścić się możesz w cenie kilkudziesięciu złotych. Jak powstał Projekt? Interesując się tzw. medycyną energetyczną, będąc wręcz jej entuzjastą, jestem świadomy jej wysokiej skuteczności oraz prostoty. Chciałbym rozpowszechnić tę technikę. Już kilka lat temu napisałem i zamieściłem na Vibronice dwa artykuły na temat zapperów w kontekście przewagi zappera BB (Becka) nad zapperem Clark:

Otrzymuję sporo zapytań dotyczących zappera BB. Zapytań, gdzie kupić. Z przyczyn o jakich czasem pisuję, nie znam urządzenia, które mógłbym polecić. Jednocześnie jednak problem zaopatrzenia się w sprzęt generalnie istnieje, i bezpośrednio warunkuje stosowanie Protokołu Becka.

Opracowanie i wydanie Projektu BB-SK jest próbą dostarczenia poszukującym rozwiązania problemu wejścia w posiadanie sprzętu.

Dla kogo przeznaczony jest Projekt BB-SK

Projekt przeznaczony jest nie tylko majsterkowiczów, ale i dla osób, które zechcą podjąć się nowego zadania: nauczenia się lutowania. Zapewniam, że jest to prosta umiejętność. Dla mnie znacznie prostsza, niż np. umycie i wytarcie szklanki, i nie jest to dowcip. Prasownie to dla mnie już w ogóle wyższa szkoła jazdy. Może to jest kwestia alokacji uwagi, pewnej cierpliwości, nastawienia psychicznego. Ja nie mam motywacji do mycia szklanek, ale być może Ty, jeśli samodzielne zmontowanie BB-SK miałyby się okazać sposobem na wejście w posiadanie takiego urządzenia, znajdziesz motywację do lutowania :).

Aby odróżnić oporniki od układu scalonego czy potencjometru, wystarczy, jak wspomniałem, pół godziny w internecie. Lutownica transformatorowa kosztuje kilkadziesiąt złotych i jest inwestycją dla domu na wiele lat.

Zapewne zechcesz używać BB-SK także jako wytwornicy srebra koloidalnego. Potrzebować będziesz materiału eksploatacyjnego, kupujesz więc srebro. Wpisz w Google frazę drut srebrny 999, zobaczysz dużo ofert w dobrych cenach. Jeśli założysz, że Twoje potrzeby zaspokoi 12 g drutu z czystego srebra, zmieścić się możesz w cenie poniżej 50 zł (marzec 2015). Ta ilość srebra może umożliwić wytworzenie nawet pół beczki srebra koloidalnego (100 litrów). W detalu za litr srebra koloidalnego zapłaciłbyś zapewne około 100 zł. Idąc tym tropem, chcąc kupić 100 litrów tego produktu, wydałbyś dziesięć tysięcy złotych. Co więcej, kupując srebro koloidalne, kupujesz kota w worku: istnieje badanie dowodzące, że w warunkach amerykańskich większość (13 z 15 próbek) zakupionego srebra koloidalnego nie tylko nie spełniała deklarowanych parametrów, ale wręcz nie nadawała się do użytku. Tymczasem, samodzielne wytworzenie tego produktu według prostych zasad daje Ci w zasadzie, po pewnym treningu, pewność wysokiej jakości wytworzonego przez Ciebie produktu.

Podjęcie się samodzielnego montażu urządzenia będącego przedmiotem niniejszego projektu może umożliwić niedrogię wejście w posiadanie sprzętu warunkującego rozpoczęcie stosowania zabiegów Protokołu Becka.

Sukces może tu więc sprowadzać się do chęci podjęcia się opanowania nowej umiejętności.

Projekt BB-SK

Opracowując projekt kierowałem się chęcią maksymalnego uproszczenia. Nie ma tu żadnego mikroprocesora, czy konieczności jego zaprogramowania. Elektronicznie, jest to po prostu kwestia połączenia kilkunastu elementów w sposób określony schematem ideowo - montażowym, a „sercem” modułu głównego jest podwójny wzmacniacz operacyjny w cenie od 60 gr do 1,50 zł.

W Projekcie prezentuję pewien pomysł, który umożliwia spore uproszczenie konstrukcji większości „elektroniki” wytwornicy bez pogorszenia jakości działania. Nie jest to układ, jaki prezentuję w e-booku *Srebro Koloidalne i Zdrowie*. Rezygnacja z przekaźnika pozwoliła na uproszczenie i minimalizację konstrukcji.

Ujawniam też pomysłowy sposób wykonania elektrod nadgarstkowych, będących

zdecydowanie „piętą Achillesową” komercyjnych rozwiązań. Jeśli pomysł podoba się komuś, kto chce z pomysłu korzystać zeń do celów komercyjnych, może to robić *fair* kupując Projekt za wyższą niż do celów prywatnych sumę. Można wówczas powielać moje pomysły dla celów komercyjnych.

Podjęcie się samodzielnego montażu urządzenia będącego przedmiotem niniejszego projektu może okazać się jedynym sposobem na szybkie wejście w posiadanie dwu kluczowych dla przeprowadzenia zabiegów Protokołu Becka. Ilustracja 1 obrazuje przykładowe rozwiązanie BB-SK. Spory rozmiar nie predestynuje tego urządzenia do zastosowań poza domem. Prezentowany Projekt pozwala na znaczne zminimalizowanie konstrukcji i umieszczenie dwu ważnych elementów (BB i SK) w niewielkiej obudowie. Przykład zrealizowanego Projektu prezentuję na filmie:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ka2m-gyFKU8>. 3

Czy metody tzw. medycyny energetycznej (czyli głównie z wykorzystaniem elektroniki) muszą być kosztowne?



Ilustracja 1: Wersja BBSK w mniejszej obudowie.

Metody te z pewnością nie muszą być tak kosztowne, jak są. Jeśli za pieniądze porównywalne z ceną pojedynczej wizyty u lekarza możesz zakupić elementy niezbędne do budowy zappera BB / wytwornicy srebra koloidalnego, a następnie za sumę kilkudziesięciu złotych wydać na elektrody zrobić nawet pół beczki dobrego srebra koloidalnego – to – jak widzisz – nie muszą. Niniejszy Projekt jest więc próbą częściowego przełamania pewnego impasu w tej dziedzinie, w stosowaniu prostych metod medycyny energetycznej. Skierowany jest do ludzi, którzy są otwarci na niekonwencjonalne metody odzyskiwania zdrowia, ale nie robią tego ze względu na brak sprzętu.

Dochodzi nas coraz więcej informacji o rosnącej nieskuteczności antybiotyków na coraz to nowe szczepy, o coraz to nowych, szybko uodparniających się na antybiotyki, szczepach bakterii. Srebro koloidalne (SK) można, powtórzę, uważać za swoisty zamiennik antybiotyku. Jednak SK jest czymś więcej, ponieważ, jeśli jest dobrej jakości, unieszkodliwia także wirusy. Srebro koloidalne wytwarzane przez BB-SK jest dobrej jakości, a wynika to z ustawionych w Projekcie wartości prądów elektrolizy i zmiany biegunowości. Dodatkowo warto przypomnieć, że srebro koloidalne unieszkodliwia pasożyty aż do jednokomórkowców włącznie (czyści np. m.in. krew, stawy).

Co więcej, stosowanie zappera BB oraz srebra koloidalnego w sposób kombinowany wykazuje się, zgodnie z tym co mówił dr Beck, a co potwierdzają liczne świadectwa, znacznie zwiększoną - w sposób wręcz nieliniowy - skutecznością. Stosowanie dwu pozostałych elementów Protokołu (ozon, pulser) dodatkowo potęguje skuteczność jego stosowania. Projekt zawiera opis niezbędnych elementów Protokołu.

Nadchodzą być może nieciekawe czasy, o opiekę lekarską jest coraz trudniej, leki stają się coraz droższe, a antybiotyki są coraz mniej skuteczne. Posiadanie zastawu Zapper BB / Wytwornica SK opisywanego przez Projekt, może okazać się dla wielu ludzi perspektywą rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych.

Mam nadzieję, że niniejszy Projekt zostanie uznany przez Czytelników Vibroniki za godny uwagi. Jeśli zdecydujesz się na pewną samodzielność w zadbaniu o zdrowie i zechcesz zastosować omawiane metody, nabycie Projektu może okazać się inwestycją w zdrowie. Za ułamek ceny wizyty u ceniącego swoje usługi lekarza uzyskujesz wiadomości, których zastosowanie, po krótkim treningu umiejętności - może okazać się w bliższej a tym bardziej dalszej perspektywie - nieocenione.

Jeśli jesteś zainteresowany Projektem, napisz: right@vibronika.eu a wyślę Ci stosowne informacje.

Cena opracowania Projekt BB-SK wynosi:

- ***dla indywidualnego użytkownika do celów prywatnych97 zł,***
- ***dla celów komercyjnych, (produkcja i sprzedaż BBSK/srebra) - bez prawa rozprowadzenia Projektu197 zł***